

試驗報告 土城場區 報告編號: TFF13D0287

收件/試驗起始日期: 報告頁次/頁數: 發行日期: 2024/05/08 2024/04/23 1/3

報告抬頭:神鐽醫療器材有限公司(U4703)

址:新北市新莊區中正路 659 之 3 號 10 樓

試件類別:口罩 量:1件 數 來文字號: --

依委託者所提供來樣資料為:

樣品 1:

神達 TN95 醫用口罩-成人立體及兒童立體 (未滅菌)

試驗結果:

	<u> </u>	試驗結果	試驗方法
試驗項目		樣品 1	
耳帶斷裂強力	耳帶與本體接合處	NBVI == 215/1/2 47.6	CNS 15980 Z3039-
(N)	//-×/	72/2	2020 8.4
		le Resear	速度:
		C/S	10±1cm/min,CRE, 夾
			距: 10cm

	試驗項目	試驗結果 樣品 1	試驗方法
游離甲醛含量		N.D.	CNS 15980 Z3039-
(ppm)			2020 8.8/CNS 15580-1
			L3271-1-2012

註:

- 1. N.D.=Not Detected.(<16ppm)/未檢出(低於偵測極限值)
- 2. 標準限值: ≤ 20 ppm

試驗項目	試驗結果	試驗方法
	樣品 1	
酸鹼值	6.1	CNS 15980 Z3039-
		2020 8.9/ISO
		3071:2020
		(氯化鉀溶液) 測試
		溫度: 25℃

附記:1.本報告僅對樣品負責,樣品保留期限為一個月。 2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意,不得摘錄複製,但全部複製除外。 3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號 Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.) Tel: +886-2-22670321 ext. 7107, 7110 Fax: +886-2-22675108, +886-2-22689839

財團法人紡織產業綜合研究所 所 長 授 權 核







報告編號: TFF13D0287 試驗報告 土城場區

發行日期: 2024/05/08 收件/試驗起始日期: 2024/04/23 報告頁次/頁數: 2/3

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
防護效果	1	90.62	CNS 15980 Z3039-
(%)	2	89.60	2020 8.1
	3	83.49	
	平均	87.90	

註: 假頭尺寸: L

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
次微米過濾效率(D	EHS) 1	93.45	CNS 15980 Z3039-
(%)	2	94.39	2020 8.2.1
	3	94.02	~ \ \
/	平均	93.95	
次微米過濾效率(N	aCl) 1	93.73	CNS 15980 Z3039-
(%)	2	93.36	2020 8.2.1
\	3	93.10	
\	平均	93.40	///

註: 1mmH₂O=9.8Pa。

註: 測試流量 85.0 L/min

試驗項目		試驗結果	試驗方法
		樣品 1	
吸氣阻抗	1	32.5	CNS 15980 Z3039-
(Pa)	2	32.8	2020 8.3
	3	35.4	
	平均	33.6	
呼氣阻抗	1	28.0	CNS 15980 Z3039-
(Pa)	2	28.4	2020 8.3
	3	28.2	
	平均	28.2	

註: 假頭尺寸:L

註: 測試流量 85.0 L/min



TFF13D0287



試驗報告 土城場區 報告編號: TFF13D0287

收件/試驗起始日期: 報告頁次/頁數: 發行日期: 2024/04/23 2024/05/08 3/3

樣品圖片:





